



Eritrosedimentación Automatizada

Método Westergren



VES[™]MATIC CUBE 30

- Utiliza el tubo primario del Hemograma (EDTA).
- Sin manipulación ni consumo de la muestra.
- Sin mantenimiento por parte del usuario.
- Sin generación de desechos biológicos.
- Máxima seguridad del operador.
- Conectable al LIS.
- 60 muestras por hora.



BIODIAGNOSTICO

Av. Ing. Huergo 1437 P.B. "I" C1107APB - Buenos Aires Argentina Tel./Fax: +54 11 4300-9090

info@biodiagnostico.com.ar www.biodiagnostico.com.ar