



Eritrosedimentación Automatizada

Método Westergren



MINI CUBE

“Ideal para Guardias, Pequeños Laboratorios y Hospitales Pediátricos.”

- Mismo tubo de hemograma incluyendo pediátricos (0,5ml), con reconocimiento automático.
- Resultados: 20 minutos.
- Conectividad bidireccional.
- Archivo QC con diagrama Levey- Jenning y reglas Westgard.
- Cálculo del DAS28 (índice de actividad de la enfermedad Artritis Reumatoidea).
- Archivos exportables a LIS y/o memoria flash.
- Lector de código de barras.
- Sin manipulación ni consumo de la muestra
- Sin mantenimiento por parte del usuario.
- Sin generación de desechos biológicos.
- Máxima seguridad del operador.
- Capacidad de analizar muestras con una carga continua y aleatoria.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Pantalla táctil a color.
- Conexión Bluetooth para impresora, APP, PC y Smartphone.



Av. Ing. Huergo 1437 P.B. "I" C1107APB - Buenos Aires Argentina Tel./Fax: +54 11 4300-9090

info@biodiagnostico.com.ar www.biodiagnostico.com.ar